



IMPIANTI FRATTURATI

STRUMENTO PER LA RIMOZIONE ATRAUMATICA



IMPIANTO FRATTURATO



IMPIANTO SOSTITUITO



RIMOZIONE IMPIANTO IN AVVITAMENTO ANTIORARIO



SOSTITUZIONE IMMEDIATA CON NUOVO IMPIANTO



RIVESTIMENTO DLC INDURENTE
Minore Attrito

CONICITÀ PROGRESSIVA
Incrementale

FILETTO 3 PRINCIPI
120Ncm

ACCIAIO EXTRADURO
68 Rockwell

Estrattore Universale per impianti - HM + DLC

Universal Implant Extractor - HM + DLC

EXT Implant Extractor - 1 pcs.

KIT 007 Implant Extractor Kit - 2 Extractors + 1 Box + CRND

